



## **Hygienisch. Ergonomisch. Neu.**

### **Meisinger erweitert sein Produktsortiment um Winkelstücke und Turbinen.**

**Hager & Meisinger, Entwickler und Hersteller rotierender High-Tech-Instrumente aus Neuss, stellt mit „MEISINGER Condura“ eine ganz neue Produktlinie vor: Winkelstücke und Turbinen mit besonderem Hygiene- und Ergonomienutzen.**

Das neue Programm umfasst drei Winkelstücke (rot, blau, grün) sowie zwei Turbinen. Perspektivisch werden zusätzlich ein gerades Handstück und zwei Prophylaxehandstücke das Angebot erweitern.

Charakteristisch für die „Condura“-Winkelstücke ist das sogenannte „Hygiene Protection System“ (HPS) – ein spezielles Kunst-Harz, das das Eindringen von Schmutz und Bakterien in die äußeren Hohlräume der Instrumente verhindert. Keimverschleppungen kann damit effektiv vorgebeugt werden. Gleichzeitig wird eine angenehme Laufruhe erzielt. Thermodesinfizierbarkeit und Sterilisierbarkeit bis 135 °C leisten einen weiteren Beitrag zu den optimalen Hygieneeigenschaften der Instrumente. Weiteres Kennzeichen der neuen Winkelstücke ist das ergonomische Produktdesign. Die schmale, nicht-zylindrische Form ermöglicht eine intuitive Ausrichtung, eine Einkerbung im Griff verhindert das Verrutschen in der Hand. Für einen sicheren Griff sorgt auch die Titangraphit-Beschichtung, die zudem unangenehme Reflexionen verhindert. Bei Verwendung moderner Kurzmotoren wird der Instrumenten-Schwerpunkt nach hinten verlagert und so eine optimale Balance erzielt. Dadurch wird Handgelenksermüdung und Muskelverspannungen vorgebeugt. Die geringe Kopfgröße von nur 13 Millimetern beim blauen und grünen Winkelstück bietet flexible Zugangsmöglichkeiten in der Mundhöhle.

### **Turbinen als Allrounder mit funktionalem Design**

Die neuen „Condura“ Turbinen sind in zwei Kopfgrößen erhältlich: Als „L400M“ (mittlere Kopfgröße) und „L400S“ (kleine Kopfgröße) für klare Sichtverhältnisse – auch im molaren Bereich mit erschwertem Zugang. Die gute Sicht wird außerdem durch das Glasstablichtsystem (25.000 Lux) unterstützt. Keramikkugellager und gewuchtete Turbinenläufer führen zu hoher Laufruhe, minimalem Verschleiß und langer Lebensdauer. Das funktionale Design inklusive Titangraphit-Beschichtung und angerauter Oberfläche schafft beste Voraus-


setzungen für einen sicheren Griff sowie eine einfache Hygiene des Instrumentenäußeren. Die neuen „Condura“ Turbinen sind thermodesinfizierbar und bis 135°C sterilisierbar.

### Hoher Qualitätsanspruch bei attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis

„Die Markteinführung der neuen Antriebe ist für Meisinger die logische Ergänzung zu unserem bestehenden Produktportfolio. Als einziger Anbieter der Dentalbranche liefern wir rotierende Instrumente und deren Antrieb aus einer Hand. Damit können wir nicht nur unsere Qualitätsansprüche auf ganzer Linie gewährleisten, sondern die Winkelstücke und Turbinen in Kombination mit unseren rotierenden Instrumenten auch zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten“, so Meisinger-Geschäftsführer Sebastian Voss.



**Bildunterschrift PM1513\_01: MEISINGER, Neuss:** Neues Antriebs-Sortiment: „MEISINGER:Condura“ Winkelstücke und Turbinen



**Bildunterschrift PM1513\_02: MEISINGER, Neuss:** Hygienisch von Innen und Außen. Die HPS-Harz-Füllung verhindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien.



**Bildunterschrift PM1513\_03: MEISINGER, Neuss:** Neu im MEISINGER-Produktportfolio: „Condura“ Winkelstücke (hier: Condura L200R)



**Bildunterschrift PM1513\_04: MEISINGER, Neuss:** Neu im MEISINGER-Produktportfolio: „Condura“ Turbinen (hier: Condura L400M)

## Über die Hager & Meisinger GmbH

Hager & Meisinger GmbH ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von rotierenden High-Tech-Instrumenten im Bereich der Dental- und Medizintechnik. Das Sortiment aus Bohrern, Fräsern, Finierern, Schleif- und Polierinstrumenten sowie aus Spezialinstrument-Systemen für Endodontie, Kieferorthopädie, HNO- und MKG-Chirurgie sowie orale Implantologie (Bone Management) umfasst rund 12.000 Produkte. Teile des Portfolios werden für Anwendungen im Juwelier- und Kosmetikbereich adaptiert. Am Stammsitz Neuss (Nordrhein-Westfalen / Deutschland) entstehen jährlich rund 45 Millionen Einzelinstrumente, die unter der Marke Meisinger in mehr als 100 Ländern über 600 Handelspartner vertrieben werden.

1888 von Artur Meisinger gegründet, wird das unabhängige Familienunternehmen mit heute 350 Mitarbeitern in der vierten Generation von den geschäftsführenden Gesellschaftern Dr. Burkard Höchst (48) und Sebastian Voss (45) geleitet. Im Jahr 2013 begeht das Unternehmen sein 125-jähriges Jubiläum.



**Kontakt für Medienanfragen:**

Pia Baran

Leitung Marketing

+49 (0) 2131 2012-160

[pia.baran@meisinger.de](mailto:pia.baran@meisinger.de)

Hansemannstr. 10

41468 Neuss

Germany