

# Kronentrenner

## Tiefe Kreuzverzahnung für eine effektive Anwendung

Die neuen MEISINGER Kronentrenner bestehen aus einem Edelstahlschaft und einem Arbeitsteil aus Hartmetall. Die Arbeitsteile zeichnen sich durch eine extrem effektive, tiefe Kreuzverzahnung aus. Diese schneidet sowohl auf hartem Metall als auch auf Verblendkeramik absolut zuverlässig und bietet damit dem Anwender ein breites Anwendungsgebiet. Bei der Nutzung auf Verblendkeramik beispielsweise bieten die Kronentrenner dem Anwender eine echte Zeitersparnis, da der Anwender keinen Instrumentenwechsel vornehmen muss, um zunächst die Keramikschicht und anschließend das Metall aufzutrennen. Für das Trennen von Zirkonkronen empfehlen wir die Nutzung des Z838L.



HM4C



HM4CL



HM4CXL



HM4CXXL








Made in  
Germany

### Auf einen Blick

- Breites Anwendungsgebiet
- Extrem effektive, tiefe Kreuzverzahnung
- Kein Instrumentenwechsel beim Auftrennen von Verblendkeramik
- Hohe Standzeit
- Geringer Verschleiß

Bei weiteren Fragen berät Sie unser  
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger  
since  
1888

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
	HM4C	FG (314)	010	160.000 min <sup>-1</sup> / 450.000 min <sup>-1</sup>	5	33,00 €	
	HM4C	FG (314)	012	160.000 min <sup>-1</sup> / 450.000 min <sup>-1</sup>	5	33,00 €	
	HM4CL	FG (314)	010	160.000 min <sup>-1</sup> / 450.000 min <sup>-1</sup>	5	33,00 €	
	HM4CL	FG (314)	012	160.000 min <sup>-1</sup> / 450.000 min <sup>-1</sup>	5	33,00 €	
	HM4CXL	FG (314)	014	160.000 min <sup>-1</sup> / 450.000 min <sup>-1</sup>	5	34,50 €	
	HM4CXXL	FG (314)	014	160.000 min <sup>-1</sup> / 300.000 min <sup>-1</sup>	5	34,50 €	

\* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

<p>Ihr Depot:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>Ihre Lieferadresse:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---	--

**Hager & Meisinger GmbH**  
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany  
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222  
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.