

MEISINGER MX-Fräser

Einzigartige Spezialinstrumente zur Bearbeitung von NEM- und Modellgusslegierungen

Die MX-Hartmetallfräser dienen der Bearbeitung von NEM- und Modellgusslegierungen. Ihre spezielle Verzahnung und das extrem belastbare Material sorgen für höchste Effizienz beim Materialabtrag bei gleichzeitig hohen Standzeiten. Bei der Materialbearbeitung werden glatte Oberflächen erzielt, sodass sich diese im Anschluss optimal polieren lassen. Durch eine präzise Fertigung besitzen die Fräser sehr hohe Laufruhe, was ein besonders anwenderfreundliches Arbeiten möglich macht. Weiter lässt die Auswahl an verschiedenen Fräser-Formen ein sehr breites Anwendungsspektrum zu. Die MX-Hartmetallfräser ermöglichen sowohl ein effektives, großflächiges, als auch ein sehr präzises, kleinflächiges Ausarbeiten von Modellguss und NEM-Legierungen.









NEU!

Auf einen Blick

- Präzises Ausarbeiten von NEM- und Modellgusslegierungen
- Maximale Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Formen
- Besonders anwenderfreundliches Arbeiten

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

	Figur	Schaft	Ref.-Nr.	Größe	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
	HM 73MX	HP (104)	500 104 277 137 014	014	2	26,12 €	
	HM 77MX	HP (104)	500 104 237 137 023	023	2	26,12 €	
	HM 79MX	HP (104)	500 104 194 137 040	040	2	44,40 €	
	HM 138MX	HP (104)	500 104 198 137 023	023	2	26,12 €	
	HM 251MX	HP (104)	500 104 274 137 060	060	2	44,40 €	
	HM 261MX	HP (104)	500 104 200 137 023	023	2	34,34 €	

* exkl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.