



















Micro-Screw Set

	Figur	Bezeichnung	Länge in mm	Außendurchmesser in mm	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl
	23034.00	Micro-Screw Set Basic	-	-	1	1.069,70 €	
	23033.00	Micro-Screw Set	-	-	1	1.402,20 €	
	23032.00	Micro-Screw Set Professional	-	-	1	2.335,00 €	
	23072.08	Bohrer 0.8	-	0.8	1	41,20 €	
	23072.10	Bohrer 1.0	-	1.0	1	41,20 €	
	23049.30	Schraubendreheransatz	-	-	1	33,50 €	
	23049.50	Schraubendreher einfach	-	-	1	89,50 €	
	23049.00	Schraubendreher mit Greifer	-	-	1	299,00 €	
	23060.04	Micro-Screw 1.0	4.0	1.0	3	83,70 €	
	23060.06	Micro-Screw 1.0	6.0	1.0	3	83,70 €	
	23060.08	Micro-Screw 1.0	8.0	1.0	3	83,70 €	
	23060.10	Micro-Screw 1.0	10.0	1.0	3	83,70 €	
	23060.12	Micro-Screw 1.0	12.0	1.0	3	89,70 €	
	23060.14	Micro-Screw 1.0	14.0	1.0	3	89,70 €	
	23061.04	Micro-Screw 1.2	4.0	1.2	3	83,70 €	
	23061.06	Micro-Screw 1.2	6.0	1.2	3	83,70 €	
	23061.08	Micro-Screw 1.2	8.0	1.2	3	83,70 €	
	23061.10	Micro-Screw 1.2	10.0	1.2	3	83,70 €	
	23061.12	Micro-Screw 1.2	12.0	1.2	3	89,70 €	
	23061.14	Micro-Screw 1.2	14.0	1.2	3	89,70 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

85FL120 - 0317

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

Micro-Screw Set

„Ohlsberger Konzept“ by Prof. Dr. Fouad Khoury

Gemeinsam mit Prof. Dr. Fouad Khoury präsentiert MEISINGER das Micro-Screw Set. Die auf 1.0 mm reduzierten Micro-Screws dienen der Stabilisierung von kortikalen Knochenspantransplantaten und bieten dem Anwender zahlreiche neue Möglichkeiten im Bereich Bone Management®.



Prof. Dr. Fouad Khoury



Made in Germany.
 Made by Meisinger.

Auf einen Blick

- Laterale Knochenaugmentationen
- Horizontale Knochenaugmentationen
- 3D-Knochenaugmentationen mittels Tunneltechnik

Bei weiteren Fragen berät Sie unser Außendienst gerne: 02131 2012-303




Micro-Screw Set

„Ohlsberger Konzept“ by Prof. Dr. Fouad Khoury

Die Micro-Screw empfiehlt sich besonders bei der Fixierung von schmalen kortikalen Knochenspantransplantaten und ermöglichen aufgrund ihrer präzisen Konstruktion einen sicheren Halt. Die speziell ausgeformten Gewindeflanken und die daraus resultierende Selbstschneidfunktion führen selbst bei dem geringen Durchmesser von 1.0 mm zu einer besonders hohen Stabilität.

Dank des kleinen Kopfdurchmessers zeigt die Micro-Screw ihre Fähigkeiten vor allem bei sehr geringem Platzangebot, z.B. bei Einzelzahndefekten. Nach abgeschlossener Knochenregeneration können die Schrauben leicht wieder entfernt werden. Zusätzlich sind Rescue-Schrauben im Durchmesser von 1.2 mm, jeweils in den Längen von 4-14 mm, erhältlich.

Die Micro-Screw überzeugt den Anwender durch höchste Stabilität und eine einfache sowie sichere Handhabung.



Micro-Screw Set Basic 23034.00

Fig.	23072.08	23072.10	23049.50	23060.06	23060.08	23060.10	23061.06	23061.08	23061.10
Länge in mm	-	-	-	6.0	8.0	10.0	6.0	8.0	10.0
* ¹ *	0.8	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2

*¹ * Außendurchmesser

Micro-Screw Set 23033.00

Fig.	23072.08	23072.10	23049.30	23049.50	23049.00	23060.06	23060.08	23060.10	23061.06	23061.08	23061.10
Länge in mm	-	-	-	-	-	6.0	8.0	10.0	6.0	8.0	10.0
* ¹ *	0.8	1.0	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2

*¹ * Außendurchmesser

Micro-Screw Set Professional 23032.00

Fig.	23072.08	23072.10	23049.30	23049.50	23049.00
Länge in mm	-	-	-	-	-
* ¹ *	0.8	1.0	-	-	-

Fig.	23060.04	23060.06	23060.08	23060.10	23060.12	23060.14	23061.04	23061.06	23061.08	23061.10	23061.12	23061.14
Länge in mm	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
* ¹ *	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

*¹ * Außendurchmesser

Die Vorteile der Micro-Screw

- Sichere Fixierung von schmalen kortikalen Knochenspantransplantaten
- Erweitertes Anwendungsgebiet durch besonders kleine Durchmesser
- Höchste Stabilität dank präziser Konstruktion
- Unterschiedliche Schraubenlängen für jede Anwendung
- Einfache und sichere Handhabung

