

PX-Fräser

Effektive Bearbeitung von PEEK

Die neuen Meisinger PX-Fräser weisen eine feine Kreuzverzahnung auf, die sich durch ihren optimierten Spanwinkel von einer Standard-Kreuzverzahnung unterscheidet. Dadurch eignen sich die neuen Fräser speziell für die Bearbeitung von schwer bearbeitbarem PEEK. PEEK ist ein Hochleistungskunststoff, der in der dentalen Implantologie und Prothetik immer häufiger Anwendung findet. Er stellt besonders hohe Ansprüche an die zur Bearbeitung genutzten Fräser, um saubere Ergebnisse zu erhalten. Die spezielle Verzahnung der Fräser ermöglicht einen effektiven Abtrag des Hochleistungskunststoffes für perfekte Ergebnisse frei von Schlieren und Verschmierungen. In Kombination mit geringem Anpressdruck schaffen die PX-Fräser glatte PEEK-Oberflächen, die optimal für die finale Politur vorbereitet sind.



HM73PX



HM138PX



HM129PX



HM79PX









Made in
Germany

Auf einen Blick

- Feine Kreuzverzahnung mit optimiertem Spanwinkel
- Effektive Bearbeitung von schwer zu bearbeitendem PEEK
- Bearbeitung des PEEK frei von Schlieren und Verschmierungen
- Hinterlässt glatte Oberflächen für die finale Politur
- Verschiedene Arbeitsteilformen für die optimale Anwendung auf allen Restaurationsgeometrien
- Besonders schnittfreundige Verzahnung

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
	HM73PX	HP (104)	014	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	24,46 €	
	HM77PX	HP (104)	023	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	24,46 €	
	HM79PX	HP (104)	040	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	40,80 €	
	HM129PX	HP (104)	023	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	24,46 €	
	HM138PX	HP (104)	023	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	24,46 €	
	HM139PX	HP (104)	023	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	24,46 €	
	HM261PX	HP (104)	023	15.000 min ⁻¹ / 100.000 min ⁻¹	2	37,22 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.