

# Comprehensive Access Kit

## Einfache und sichere Endodontie Behandlungen

Der sichere Zugang zum Wurzelkanal ist für jede erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung unerlässlich. Aus diesem Grund bietet MEISINGER nun das Comprehensive Access Kit an, eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Diamant- und Hartmetallinstrumente, die für eine sichere und planbare Wurzel-

kanaleröffnung notwendig sind. Das Comprehensive Access Kit enthält alle notwendigen Instrumente, um einen geraden Zugang zum Wurzelkanal durch verschiedene Materialien wie Zirkonoxid, Metallkeramik und Zahnschmelz zu schaffen und ist damit unentbehrlich bei jeder Wurzelkanalbehandlung.



ENDO1

### Auf einen Blick

- Geradliniger Zugang zum Wurzelkanal
- Entfernung des Pulpakammerdachs
- Bearbeitung verschiedener Materialien wie Zirkon, Metallkeramik und Zahnschmelz
- Erweiterung des axialen Wurzelkanals
- Lokalisierung verborgener Wurzelkanäle

Bei weiteren Fragen berät Sie unser Außendienst gerne: 02131 2012-303

*Meisinger* since 1888

# Comprehensive Access Kit Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Preis / Stück*	Anzahl 
	ENDO1	-	-	-	-	59,00 €	
	HM1	FG XL (316)	010	<b>1.000-1.500 min<sup>-1</sup> / 300.000 min<sup>-1</sup></b>	1	5,04 €	
	HM1	FG XL (316)	014	<b>1.000-1.500 min<sup>-1</sup> / 300.000 min<sup>-1</sup></b>	1	5,04 €	
	Z801L	FG (314)	014	<b>300.000 min<sup>-1</sup> / 450.000 min<sup>-1</sup></b>	1	5,76 €	
	856G	FG (314)	016	<b>300.000 min<sup>-1</sup> / 450.000 min<sup>-1</sup></b>	1	5,76 €	
	HMG152	FG L (315)	016	<b>1.000-1.500 min<sup>-1</sup> / 300.000 min<sup>-1</sup></b>	1	7,71 €	
	801G	FG (314)	010	<b>300.000 min<sup>-1</sup> / 450.000 min<sup>-1</sup></b>	1	2,98 €	
	801G	FG (314)	014	<b>300.000 min<sup>-1</sup> / 450.000 min<sup>-1</sup></b>	1	2,98 €	
	833G	FG (314)	023	<b>300.000 min<sup>-1</sup> / 450.000 min<sup>-1</sup></b>	1	5,76 €	
	HM31A	FG (314)	012	<b>160.000-230.000 min<sup>-1</sup> / 300.000 min<sup>-1</sup></b>	1	6,89 €	

\* zzgl. MwSt.

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**Hager & Meisinger GmbH**  
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany  
 Tél.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222  
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL124 - 0318