

LUSTER® Paste

Hochglanz auf Ihren Keramik-Restaurationen

Die MEISINGER LUSTER® Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die Hochglanz-Politur von dentalen Keramikmaterialien eingesetzt. Die hochwertige LUSTER® Paste enthält natürliche Diamantpartikel mit einer Körnung von 8 – 12 µm (fein) und 16 – 18 µm (medium). Die Paste verleiht allen Keramik-Restaurationen einen perfekten Hochglanz und eignet sich sowohl für die extraorale als auch intraorale Politur. Dies vereinfacht die Politur okklusaler Flächen sowie die Instandhaltung bestehender Restaurationen deutlich.

Made in
Germany







Auf einen Blick

- Effektive Politur dank natürlicher Diamantpartikel
- Perfekter Hochglanz auf allen Keramik-Restaurationen
- Auch für die intraorale Anwendung geeignet
- Sparsame Dosierung

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

	Figur	Bezeichnung	Körnung	Füllmenge	Preis / Stück*	Anzahl 
	DP2	Polierpaste, fein Container	8 – 12 µm	3 g Container	51,95 €	
	DP4	Polierpaste, medium Container	16 – 18 µm	3 g Container	51,95 €	
	DPS2	Polierpaste, fein Applikator	8 – 12 µm	2 g Applikator	38,95 €	

* zzgl. MwSt.

CE

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot: _____ _____ _____ _____	Ihre Lieferadresse: _____ _____ _____ _____
--	---