



Crest-Control

Horizontal Bone Splitting System

Crest-Control ist ein Horizontal Bone Splitting System, das eine vorbestimmbare und minimalinvasive Verbreiterung des horizontal resorbierten Kieferkamm, insbesondere im distalen Unterkiefer, ermöglicht. Mit den bewährten Horizontal Spreadern kann der Kieferkamm einfach, schnell und kontrolliert um bis zu 5 mm verbreitert werden, sodass im Anschluss ein Implantat aller gängigen Systeme in das verbreiterte Segment eingesetzt werden kann.

Crest-Control is a Horizontal Bone Splitting System which allows for a predetermined and minimally invasive widening of the horizontally resorbed alveolar ridge in particular in the distal lower jaw. With the well-proven Horizontal Spreaders, the alveolar ridge can be expanded up to a maximum of 5 mm, allowing an implant of every common system to be inserted in the widened segment.



Anwendungsvideo
Application Video

Art.-No. CCR00



© Dr. Raymond Kinsey, D.D.S

	Vorkörner Initial bur	Diamantierte Sägen Diamond coated saws		Osteotomieinstrumente Osteotomy instruments		Adapter Horizontal Spreader Adaptor horizontal spreaders	Ratsche Ratchet illustrated 1:3	Horizontal Spreader Horizontal spreaders (2 Stck./2 pcs.)
Fig.	186RF	231DC*	231DC*	HM33IL	HM254E	SW0K1	CARA4	VCD50
Shank ¹	204	204	204	205	205	-	-	6.0
Size ²	018	100	130	010	012	-	-	9.75
Length mm	12.0	0.3	0.3	5.5	6.0	22.0	84.0	10.6
▲	-	-	-	-	-	-	-	Max.
□	1.8	10.0	13.0	1.0	1.2	-	-	5.0

¹ 204=RA, 205=RA L ² Largest working part diameter in 1/10 mm

▲ Minimaldurchmesser Minimal diameter □ Außendurchmesser External diameter

* Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht gewährleistet werden. With the reuse of disposable products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be guaranteed.

Optional erhältlich: Optionally available:		Optional erhältlich: Optionally available:	
Adapter Horizontal Spreader Adaptor horizontal spreaders	SW0L1	Horizontal Spreader Horizontal spreaders	VCD35 VCD85
Fig.	SW0L1	Fig.	VCD35 VCD85
Shank ¹	-	Width mm	3.5 8.5
Size ²	-	Length mm	9.75 9.75
Length mm	27.0	Height mm	10.6 10.6
▲	-	Lifting	Max. Max.
□	-	Height mm	5.0 5.0

▲ Minimaldurchmesser Minimal diameter □ Außendurchmesser External diameter