





Soft-Tissue-Tray NEW

Selection of Manual Instruments for Soft-Tissue Management | developed by Prof. Dr. Fouad Khoury



Das neue Bone Management® Soft-Tissue-Tray wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Khoury auf den Workflow im Rahmen der Weichgewebsbearbeitung zugeschnitten. Eine Besonderheit bildet der im Set enthaltene Skalpellklingenhalter mit Schwenkkopf, mit dem der Skalpell-Winkel je nach Bearbeitungsbereich frei eingestellt werden kann. Das vereinfacht das Handling insbesondere bei schwer zugänglichen Bereichen.

The new Bone Management® Soft-Tissue-Tray was developed with Prof. Khoury and is perfectly applicable in the context of soft tissue management. A special feature is the scalpel blade holder with swivel head included in the set, with which the scalpel angle can be freely adjusted depending on the processing area. This simplifies handling, especially in areas that are difficult to access.



Art.-No. BSOT0

Handinstrumente
Manual instruments




Fig.	M1042	M1049	M1060	M1077	M1078	M1079	M1089	M1067
Name	Nadelhalter 'Crile Wood', RH Needle Holder 'Crile Wood', RH	Pinzette 'Cooley' Tweezers 'Cooley'	Tunnelierungsinstrument Tunneling Instrument	Skalpell- klingenhalter Scalpel Handle	Skalpell- klingenhalter Scalpel Handle	Skalpell- klingenhalter mit Schwenkkopf Scalpel Handle with Swivel Head	Chirurgische Schere 'Kelly' Surgical Scissors 'Kelly'	Papillenelevator Papilla Elevator
Length mm	150.0	175.0	176.0	173.0	135.0	149.0	160.0	170.0